

CHĂM SÓC DA MẶT CƠ BẢN: Phương án 01 - Setup spa 01 giường

TT	Mã SP	Tên hàng	ĐVT	SL	ĐG	Thành tiền	Chức năng	Hình ảnh
1	4GMS20	Giường spa gỗ thông 1 mảnh (sơn PU vân gỗ)	Cái	1	2,000,000	2,000,000	- Khách hàng nằm chăm sóc da - Kích thước: 1900x800mm hoặc 1900x700mm hoặc 1800x700mm - Giường lắp ráp vận chuyển xa.	
2	4GSP1	Ghế spa inox ngồi massage BM-4630	Cái	1	250,000	250,000	- Kỹ thuật viên ngồi thực hiện thao tác chăm sóc da cho khách - Ghế cố định	
3	4ACS4	Khăn trải giường spa BM-918	Cái	2	165,000	330,000	- Dùng trải trên giường tạo cảm giác thoải mái cho khách và giữ sạch nệm	
4	4ACS3	Khăn đắp spa BM-915	Cái	2	80,000	160,000	- Giúp khách cảm thấy thoải mái	
5	4ACS1	Khăn quấn đầu BM-3585	Cái	3	20,000	60,000	- Dùng lót đầu, quấn đầu	
6	4DCK5	Chén nhựa đựng mỹ phẩm loại trung	Cái	1	15,000	15,000	- Dùng khi pha chế bột mặt nạ hoặc mỹ phẩm khác	
7	4DCK2	Chén nhựa đựng mỹ phẩm loại nhỏ	Cái	1	12,000	12,000	- Dùng khi pha chế bột mặt nạ hoặc mỹ phẩm khác	
8	4DCK1	Muỗng tán bột mỹ phẩm loại nhỏ	Cái	1	10,000	10,000	- Dùng quét mặt nạ, hoặc mỹ phẩm khác lên mặt	
9	4XDD1	Xe đẩy dụng cụ 3 tầng inox BM-XE01	Cái	1	500,000	500,000	- Chất liệu inox, Thiết kế 3 tầng (Có 2 vòng thau) - Kích thước: 35x50cm - Sử dụng như kệ để máy móc, dụng cụ, mỹ phẩm,...	

TT	Mã SP	Tên hàng	ĐVT	SL	ĐG	Thành tiền	Chức năng	Hình ảnh
10	1DL7	Đèn lúp soi da 140 led hạt ẩn BM-DL7 (H9001)	Cái	1	1,100,000	1,100,000	- Đèn led ánh sáng lạnh, không gây ảnh hưởng đến mắt - Kính lúp soi da với độ phóng đại lớn - Điều chỉnh được mức độ ánh sáng (Độ sáng vượt bật) - Thiết kế kiểu cổ ngỗng có thể bẻ cong - Có bánh xe dưới để chân (có thể tháo bánh xe) - Tuổi thọ bóng đèn cao, máy dùng bền	Hàng lúp soi da BM-DL7 (H9001)
11	1MX11	Máy xông nóng thảo dược LQ-08B	Cái	1	1,500,000	1,500,000	1) Xông mặt bằng hơi nóng 2) Xông mặt bằng hơi nóng kết hợp với hương tinh dầu 3) Xông mặt bằng hơi nóng kết hợp với thảo dược hoặc cánh hoa - Làm mềm các tế bào chết trên bề mặt da để thực hiện các chương trình chăm sóc da tiếp theo. - Làm cho các lỗ chân lông mở ra, dễ dàng để làm sạch sâu các bụi bẩn, độc tố dưới da, có thể tạm thời làm mềm nếp nhăn. - Thúc đẩy lưu thông máu, bổ sung nước cho tế bào, cải thiện sự trao đổi chất của tế bào.	Hàng xông nóng thảo dược LQ-08B
12	1MC13	Máy chăm sóc da 5 chức năng M-3397	Cái	1	2,200,000	2,200,000	1). Phun sương làm sạch và mềm da (Sử dụng kết hợp với nước muối sinh lý, toner, lotion loãng,...) 2). Hút mụn, chất bẩn, chất nhờn 3). Đi dưỡng chất sóng siêu âm - nóng, lưu thông khí huyết, hút chì thải độc (Kết hợp dưỡng chất dạng serum, kem, gel,...,viên thải chì để thải độc). Không nên sử dụng dưỡng chất Vitamin C 4). Đi điện tím diệt khuẩn, diệt khuẩn và chống viêm da. Đồng thời điều trị mụn hiệu quả 5). Xóa đốm, nốt ruồi, tàn nhang, các điểm bằng tia lửa điện.	
13	1MD18	Máy massage siêu âm lạnh bio light Maskter	Cái	1	1,200,000	1,200,000	Chức năng massage lạnh và đèn led xanh giúp dưỡng chất được hấp thụ hết: - Se khít lỗ chân lông, đặc biệt là sau khi đi dưỡng chất siêu âm - Tăng cường sản sinh các sợi collagen, da trở nên săn chắc và đàn hồi, giảm vết rạn da, ngăn ngừa da chảy xệ - Xoa dịu làn da, giảm sự ửng đỏ, sưng, đau, ngứa - Với ánh sáng Bio Light xanh giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn, ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá. - Thích hợp cho nhạy cảm, da nhờn và mụn. - Phù hợp với dưỡng chất nâng cơ, xóa nhăn, collagen, Vitamin C,....	
TỔNG CỘNG						9,337,000		

* Miễn phí giao đơn hàng trong nội thành TP. Hồ Chí Minh

* Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết : **(08) 66 808 250 - 0988 024 011 - 0903 129 516**