

CHĂM SÓC DA MẶT CƠ BẢN: Phương án 03 - Setup spa 01 giường

TT	Mã SP	Tên hàng	ĐVT	SL	ĐG (vnd)	Thành tiền	Chức năng	Hình ảnh
1	4GMS5	Giường massage inox cao cấp BM-187065	Cái	1	1,400,000	1,400,000	- Khách hàng nằm chăm sóc da - Kích thước: 1800x800mm hoặc 1800x700mm - Khung giường chất liệu inox - Nệm bọc simili giả da	
2	4GSP1	Ghế spa inox ngồi massage BM-4630	Cái	1	250,000	250,000	- Kỹ thuật viên ngồi thực hiện thao tác chăm sóc da cho khách - Ghế cố định	
3	4ACS4	Khăn trải giường spa BM-918	Cái	2	165,000	330,000	- Dùng trải trên giường tạo cảm giác thoải mái cho khách và giữ sạch nệm	
4	4ACS3	Khăn đắp spa BM-915	Cái	2	80,000	160,000	- Giúp khách cảm thấy thoải mái	
5	4ACS1	Khăn quấn đầu BM-3585	Cái	3	20,000	60,000	- Dùng lót đầu, quấn đầu	
6	4DCK5	Chén nhựa đựng mỹ phẩm loại trung	Cái	1	15,000	15,000	- Dùng khi pha chế bột mặt nạ hoặc mỹ phẩm khác	
7	4DCK2	Chén nhựa đựng mỹ phẩm loại nhỏ	Cái	1	12,000	12,000	- Dùng khi pha chế bột mặt nạ hoặc mỹ phẩm khác	
8	4DCK1	Muỗng tán bột mỹ phẩm loại nhỏ	Cái	1	10,000	10,000	- Dùng quét mặt nạ, hoặc mỹ phẩm khác lên mặt	
9	4XDD1	Xe đẩy dụng cụ 3 tầng inox BM-XE01	Cái	1	500,000	500,000	- Chất liệu inox, Thiết kế 3 tầng (Có 2 vòng thau) - Kích thước: 35x50cm - Sử dụng như kệ để máy móc, dụng cụ, mỹ phẩm,...	

TT	Mã SP	Tên hàng	ĐVT	SL	ĐG (vnd)	Thành tiền	Chức năng	Hình ảnh
10	1DL14	Đèn led ánh sáng lạnh ANT-048	Cái	1	850,000	850,000	- Đèn led ánh sáng lạnh, không gây ảnh hưởng đến mắt - Thiết kế kiểu hiện đại - Chất liệu: Kim loại - Tuổi thọ bóng đèn cao, máy dùng bền	
11	1MX12	Máy xông hơi nóng da mặt UFO-21	Cái	1	1,400,000	1,400,000	Xông mặt bằng hơi nóng giúp: - Làm mềm các tế bào chết trên bề mặt da để thực hiện các chương trình chăm sóc da tiếp theo. - Làm cho các lỗ chân lông mở ra, dễ dàng để làm sạch sâu các bụi bẩn, độc tố dưới da, có thể tạm thời làm mềm nếp nhăn. - Thúc đẩy lưu thông máu, bổ sung nước cho tế bào, cải thiện sự trao đổi chất của tế bào.	
12	1MC1	Máy thẩm mỹ 4 trong 1 M-3392	Cái	1	1,800,000	1,800,000	1). Phun sương làm sạch và mềm da (Sử dụng kết hợp với nước muối sinh lý, toner, lotion loãng,...) 2). Hút mụn, chất bẩn, chất nhờn 3). Đi dưỡng galvanic châm chích - điện di (Kết hợp dưỡng chất dạng serum, kem, gel,...). Phù hợp đi dưỡng chất Vitamin C, collagen xóa nhăn, nâng cơ, chống lão hóa, thâm nám. 4). Đi điện tím diệt trùng, diệt khuẩn và chống viêm da. Đồng thời điều trị mụn hiệu quả	
13	1MD2	Búa nóng lạnh siêu âm dưỡng da LW 017	Cái	1	1,100,000	1,100,000	* Điều chỉnh mức độ nóng - lạnh - rung trên màn hình * Chức năng massage đi dưỡng chất nóng + rung: - Kích thích tế bào máu nhận dưỡng chất - Giúp tăng cường trao đổi và hấp thụ dưỡng chất - Tăng cường phục hồi và phát triển tái tạo collagen bị lão hóa ở tế bào da - Tăng quá trình trao đổi chất nhằm thải độc tố dưới da 1 cách nhanh và hiệu quả nhất. * Chức năng massage đi dưỡng chất lạnh + rung: - Se khít lỗ chân lông, đặc biệt là sau khi đi đầu massage nóng - Tăng cường sản sinh các sợi collagen, da trở nên săn chắc và đàn hồi, giảm vết rạn da, ngăn ngừa da chảy xệ - Xoa dịu làn da, giảm sự ửng đỏ, sưng, đau, ngứa - Thích hợp cho nhạy cảm, da nhờn và mụn.	
TỔNG CỘNG						7,887,000		

* Miễn phí giao đơn hàng trong nội thành TP. Hồ Chí Minh

* Hỗ trợ vận chuyển những khu vực khác trên toàn quốc.

* Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết : **(08) 66 808 250 - 0988 024 011 - 0903 129 516**